

Behandelstappen COPD volwassenen

Op basis van voorkeur multidose, inhalator met een dosisteller of indicator, gebruiksgemak en mogelijkheid van eenheid in device bij verschillende behandelstappen en 1 techniek (o.a. NHG-standaard)



Stap 1: SABA en/of SAMA **Stap 2:** LABA of LAMA **Stap 3:** Combinatie LAMA/LABA of alleen bij ≥ 2 exacerbaties/jaar LABA/ICS **Stap 4:** Combinatie LAMA/LABA/ICS bij uitzondering in de tweede lijn initiëren

	Droog Poeder Inhalator	Ademgestuurde aerosol Soft mist inhalator	Dosis-aerosol met voorzetskamer
SABA	 <p>Salbutamol Novolizer 100ug zn 100ug – max 8x100ug</p>  <p>Ventolin Diskus Salbutamol 200ug zn 200ug – max 4x200ug</p>	 <p>Salbutamol Redihaler 100ug zn 100ug – max 8x100ug</p>	 <p>Salbutamol 100ug zn 100ug – max 8x100ug</p> 
SAMA			 <p>Ipratropium 20ug zn 3-4 x 2x20ug</p>  <p>Berodual ipatrtr/fenoter 20/50ug zn 20/50ug - max 8x inh</p>
LABA	 <p>Formoterol Novolizer 6ug en 12ug 1-2dd 6-12ug – max 2x24ug</p>  <p>Serevent Diskus Salmeterol 50ug 2dd 50ug = max</p>	 <p>Striverdi Respiamat Olodaterol 2,5ug 1dd 2x 2,5mcg = max</p>	 <p>Formoterol 2dd 12ug – max 4x 12ug</p>  <p>Serevent (Salmeterol) 2dd2 25ug = max</p>
LAMA	 <p>Eklira Genuair Acclidinium 322ug 2dd 322ug = max</p>  <p>Incruse Ellipta Umeclidinium 55ug 1dd 55ug = max</p>	 <p>Spiriva Respiamat Tiotropium 2,5ug 1x2x2,5ug = max</p>	
LAMA/ LABA	 <p>Duaklir Genuair Acclidinium/Formoterol 340/12ug 2dd 340/12ug = max</p>  <p>Anoro Ellipta Umeclidin/Vilanter 55/22ug 1dd 55/22ug = max</p>	 <p>Spiolto Respiamat Tiotrop/Olodater 2,5/2,5ug 1dd 2x2,5/2,5 ug = max</p>	
ICS/ LABA	 <p>Relvar Ellipta Fluticasonfur/Vilanter 92/22ug 1dd 92/22ug = max</p>		 <p>Foster Beclometason/Formoterol 100/6ug 2dd 2x100/6ug - max 8x inh</p>